


Notice d'utilisation

**Mobifit Pro**

Entraîneur de mouvement motorisé



**Enjoy mobility.**





## 1. Indications importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours prendre certaines précautions pour assurer votre sécurité, notamment les suivantes:

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation.

**Attention** – pour réduire le risque de décharge électrique:  
Débranchez systématiquement la prise de l'appareil immédiatement après l'utilisation avant de le nettoyer.

**Informations de sécurité** – pour réduire tout risque de brûlure, d'incendie, de décharge électrique ou de blessure:


1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché. Débranchez-le systématiquement lorsque vous ne l'utilisez pas, même pour ajouter ou retirer des accessoires.
2. Ne l'utilisez jamais sous une couverture ou un coussin. Une surchauffe peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
3. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes malades ou handicapées.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'utilisation à laquelle il est destiné, telle qu'elle est décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non préconisés par le fabricant.
5. N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. S'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il a été endommagé, rappez l'appareil pour contrôle ou réparation à votre service clients.
6. Ne portez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne vous servez pas du cordon d'alimentation comme d'une poignée.
7. Tenez l'appareil éloigné de surfaces chaudes.

8. N'utilisez pas l'appareil si ses aérations sont bouchées. Veillez à ce que les aérations ne soient pas bouchées par des poussières, des cheveux, etc...
9. Ne laissez pas tomber et ne mettez pas d'objets dans les aérations.
10. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
11. N'utilisez jamais l'appareil à proximité de bombes aérosols ou de l'utilisation d'oxygène.
12. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les interrupteurs sur "Arrêt" et retirez ensuite la prise.
13. Tenez les enfants éloignés des pédales lorsqu'elles sont déployées.

## 2. Ecran LCD



### 3. Domaine d'utilisation



### 4. Interrupteur principal

L'interrupteur principal se trouve sur l'appareil, sous la télécommande. Quand le bouton est sur la position „0”, l'alimentation électrique est coupée. Pour allumer votre Mobifit Pro, appuyez sur l'interrupteur principal pour le mettre sur la position „I”. L'interrupteur s'allume alors en rouge.

### 5. Description de la télécommande

#### **Marche/Arrêt:**

Lorsque l'interrupteur principal est sous tension, appuyez une fois sur la touche „Marche/Arrêt” pour allumer l'écran LCD. Toutes les fonctions sont alors prêtes à être utilisées.

#### **Mode**

La touche Mode vous permet de choisir entre les différents programmes d'entraînement pré-enregistrés. Vous avez le choix entre les modes suivants:

- 0:** Utilisation manuelle, la durée, la vitesse et le sens de rotation peuvent être réglés individuellement selon vos préférences.
- 1:** Utilisation automatique, la vitesse varie entre 3-4-3-4-3-4 (km/h)
- 2:** Utilisation automatique, la vitesse varie entre 3-4-5-4-3-5 (km/h)
- 3:** Utilisation automatique, la vitesse varie entre 3-4-5-6-5-4 (km/h)
- 4:** Utilisation automatique, la vitesse varie entre 4-5-6-5-4-3 (km/h)
- 5:** Utilisation automatique, la vitesse varie entre 4-3-4-5-6-5 (km/h)

#### **Vitesse**

Mode 0: Utilisation manuelle. Appuyez sur la touche „+” pour accélérer ou sur la touche „-” pour ralentir. Vous pouvez choisir une vitesse entre 3 km/h, 4 km/h, 5 km/h ou 6 km/h.

#### **Durée**

Mode 0: Utilisation manuelle. Appuyez sur la touche „+” pour augmenter la durée de l'entraînement ou sur la touche „-” pour la réduire. Vous pouvez choisir une durée d'entraînement entre 3 mn, 6 mn, 9 mn ou 12 mn.

#### **Changer le sens de rotation**

Lorsque l'appareil est allumé et en cours d'utilisation, quel que soit le mode choisi, appuyez une fois sur la touche „sens de rotation” pour inverser le sens de rotation du moteur.

## 6. Fonction d'auto-protection

Si, suite à une mauvaise utilisation, l'appareil ne fonctionne pas normalement, il s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes afin de protéger le moteur et les autres pièces électroniques.


### Remarque:

- Si l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes. Vous pouvez redémarrer l'appareil en appuyant sur la touche „Marche/ Arrêt”.

### Mise en garde:

- Les personnes souffrant de douleurs musculaires, de problèmes cardiaques ou autres soucis de santé doivent consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Poids maximum de l'utilisateur: 100 kg

## 7. Montage



Indication:

1. Serrez bien la vis (D) & et le patin anti-dérapant (G) à l'aide du tournevis (F).
2. Ensuite, vissez les pédales (C) au pédalier à l'aide du tournevis (F).

Veillez à bien visser chaque pédale du bon côté de l'appareil.

## 8. Caractéristiques techniques

Produit	Mobifit Pro
Art N°.	MC0194B
Alimentation électrique	AC 220~240V 50Hz
Consommation électrique	40W

## Certificat de garantie

### Produit:

Modèle: Mobifit Pro

Numéro de série:\*

\* (à inscrire par le distributeur)

### Distributeur:

Date et tampon



**B+B France**

2 rue Hélène Boucher  
Parc Ariane - Immeuble Saturne  
F-78280 Guyancourt  
Tel.: 00800.79.90.79.90  
Fax: +33 (0)1.61.38.35.89  
[www.b-bfrance.fr](http://www.b-bfrance.fr)  
[contact@b-bfrance.fr](mailto:contact@b-bfrance.fr)